



CONFORT 92

LÍNEA RESIDENCIAL

- Nuevo Sistema de fijación reforzado.
- Nuevo gozne ajustable.
- Perno de zinc que protege del óxido.
- Amplia gama de colores.
- Alto brillo en su acabado.

• **Abierto**

CONFORT 92

LÍNEA RESIDENCIAL


Disponible:




REDONDO



CIERRE LENTO



QUICK RELEASE
SYSTEM



Unidades: Centímetros

Datos Técnicos

Confort 92

Material

Polipropileno de alta densidad

Tipo de aro:

Abierto

Características

Largo: 43.0 cm
Ancho: 36.4 cm

Diametro interior

Ancho: 21.3 cm

Distancia entre goznes

Ancho: 13.8 cm

Peso unitario armado

1.050 kg

Peso neto unitario

1.280 kg

Peso neto master

7.68 kg

Piezas por empaque

6 pzas

Medidas del empaque unitario.

Largo: 46.6 cm
Ancho: 37.3 cm
Alto: 6.1 cm



Cubicaje contenedor 40'

7500 pzas




CATALOGO 2023



SISTEMA DE FIJACIÓN

CONFORT 92
LÍNEA RESIDENCIAL

CONTENIDO:



- 1 Asiento de baño
- 2 Tornillos
- 2 Tuercas
- 2 Rondanas cónicas
- 2 Arandelas Metálicas.


1

INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS Y ARANDELAS

A) Coloque la arandela
dentro de la cavidad
del gozne.



B) Introduzca el tornillo dentro
de la arandela metálica y en el
barreno de la cerámica.



2

FIJACIÓN AL INODORO:



Importante:

La rondana debe estar en esta
posición para poder hacer
presión a la tuerca

Tuerca con sistema de
auto-cierre al presionar
contra la rondana haciendo
más rápido el atornillado

Sistema de Fijación Rápida

* NO UTILICE PALANCA
PARA APRETAR LA TUERCA.



3

¡LISTO! YA TIENE INSTALADO
SU NUEVO ASIENTO



* Se recomienda
apretar la tuerca
una semana después
de su instalación.